



PORTIFÓLIO

ABL 90 Flex Plus



Analizador de gases sanguíneos Point of Care Testing, com resultados confiáveis de até 17 parâmetros em apenas 35 segundos, otimizando o tempo na linha de cuidados. Uso de um pequeno volume de amostra (65 microlitros) com entrada automatizada.

Menu de testes: pH, gases sanguíneos (pO₂, pCO₂), eletrólitos (Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻), oximetria (tHb, sO₂, O₂Hb, COHb, MetHb, HHb, HbF) e metabólitos (Glu, Lac, Bili).

Notificação Anvisa: 10301160226

ABL 90 Flex



Analizador portátil, precisa de 65 microlitros de amostra de sangue. Não é necessário preparar a amostra antes de inseri-la no aparelho.

Resultados obtidos em 35 segundos: é o mais rápido do mercado.

Menu de testes: pH, gases sanguíneos (pO₂, pCO₂), eletrólitos (Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻), oximetria (tHb, sO₂, O₂Hb, COHb, MetHb, HHb, HbF) e metabólitos (Glu, Lac, Bili).

Notificação Anvisa: 10301160203

ABL 9 Flex



Analizador de gases sanguíneos Point of Care Testing, com resultados rápidos, confiáveis e manutenção simplificada.

Parâmetros medidos: pH, gases no sangue (pO_2 , pCO_2), eletrólitos (Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Cl^-), metabólito (Lac) e Hct.

Notificação Anvisa: 10301160230

ABL 800 Flex



Mais moderno analisador de gases sanguíneos do mundo. Oferece alta precisão nos resultados e recursos tecnológicos que facilitam o processo de trabalho e reduzem erros. O aparelho proporciona combinação de 18 parâmetros.

Mede: pH, gases sanguíneos (pO_2 , pCO_2), eletrólitos (Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Cl^-), oximetria (tHb, sO₂, O₂Hb, COHb, MetHb, HHb) e metabólitos (Glu, Lac e Creatinina).

Notificação Anvisa: 10301160150

AQT 90 Flex

Múltiplos marcadores em um único instrumento. Medidas em sangue total e plasma. Não requer preparação da amostra. Homogeneização e medição automáticas da amostra. Até 30 amostras por hora. Completa correlação com os métodos laboratoriais.

Menu de testes: Troponina I, CKMB, Mioglobina, NT-ProBNP, CRP, β hCG, D-dímero, Troponina T.

Notificação Anvisa: 10301160185

Sistema AQUIRE de gestão PoCT

Sistema AQUIRE: cumprimento normativo incomparável. Acesso rápido aos dados dos testes no ponto de cuidado e notificações em caso de ocorrências. Gestão de toda a plataforma de testes no ponto de cuidado em um único sistema. Resultados dos pacientes correta e facilmente identificados. Dados dos dispositivos PoCT consolidados em um sistema de TI centralizado.



Coletor de sangue arterial Set Medikal

- ✓ Coletor arterial para análise de pH, gases no sangue, oximetria, eletrólitos e metabólitos;
- ✓ Pré-heparinizados com heparina seca e equilibrada eletroliticamente - não captura os íons Na^+ , K^+ e Ca^{2+} do sangue;
- ✓ Dispositivos pré-heparinizados previnem riscos de coágulos, interferências nos resultados de eletrólitos e diluição da amostra;
- ✓ Permite que o preenchimento de sangue varie de 0,5 até 1,5 mL, facilitando a coleta desde neonatos até idosos;
- ✓ A ponta luer padrão permite o uso da seringa com qualquer tipo de linhas arteriais e venosas, assegurando uma conexão e uma desconexão mais fáceis;
- ✓ Totalmente isenta de silicone, que, a médio e longo prazo, pode reduzir a performance dos analisadores e, em casos extremos, levar ao perigo de entupimento.



Heparina:	80 UI de heparina seca e equilibrada eletroliticamente
Volume:	2mL
Notificação Anvisa:	10301160236



RETRACTABLE
TECHNOLOGIES, INC.®

Agulhas com retração automática EasyPoint® - com dispositivo de segurança

- ✓ Disponíveis em uma grande variedade de calibres;
- ✓ Compatíveis com seringas luer lock e luer slip;
- ✓ Podem ser usadas com seringas previamente preenchidas.
- ✓ Projetadas para minimizar a exposição a agulhas contaminadas e reduzir o risco de ferimentos;
- ✓ As agulhas retráteis EasyPoint destinam-se à injeção percutânea e/ou à aspiração de fluidos;
- ✓ Após a ativação, a agulha é automaticamente retraída para dentro do dispositivo.





RETRACTABLE
TECHNOLOGIES, INC.®

Agulhas com retração automática EasyPoint® - com dispositivo de segurança




REFERÊNCIA	PRODUTO
82011	Agulha Hipodérmica com Dispositivo de Segurança EasyPoint® 25G x 1" (0.50 mm x 25 mm), caixa com 1 x 50 unidades
82031	Agulha Hipodérmica com Dispositivo de Segurança EasyPoint® 23G x 1" (0.60 mm x 25 mm), caixa com 1 x 50 unidades
82091	Agulha Hipodérmica com Dispositivo de Segurança EasyPoint® 25G x 5/8" (0.50 mm x 16 mm), caixa com 1 x 50 unidades
82211	Agulha Hipodérmica com Dispositivo de Segurança EasyPoint® 30G x 1/2" (0.30 mm x 13 mm), caixa com 1 x 50 unidades
85241	Agulha Hipodérmica com Dispositivo de Segurança EasyPoint® 26G x 1/2" (0.45 mm x 13 mm), caixa com 1 x 50 unidades
85021	Agulha Hipodérmica com Dispositivo de Segurança EasyPoint® 22G x 1" (0.70 mm x 25 mm), caixa com 1 x 50 unidades
85041	Agulha Hipodérmica com Dispositivo de Segurança EasyPoint® 21G x 1" (0.80 mm x 25 mm), caixa com 1 x 50 unidades
85061	Agulha Hipodérmica com Dispositivo de Segurança EasyPoint® 20G x 1" (0.90 mm x 25 mm), caixa com 1 x 50 unidades
85081	Agulha Hipodérmica com Dispositivo de Segurança EasyPoint® 18G x 1" (1.20 mm x 25 mm), caixa com 1 x 50 unidades
85091	Agulha Hipodérmica com Dispositivo de Segurança EasyPoint® 18G x 1 1/2" (1.20 mm x 40 mm), caixa com 1 x 50 unidades
85111	Agulha Hipodérmica com Dispositivo de Segurança EasyPoint® 25G x 1 3/16" (0.50 mm x 30 mm), caixa com 1 x 50 unidades
85121	Agulha Hipodérmica com Dispositivo de Segurança EasyPoint® 22G x 1 3/16" (0.70 mm x 30 mm), caixa com 1 x 50 unidades
85131	Agulha Hipodérmica com Dispositivo de Segurança EasyPoint® 23G x 1 3/16" (0.60 mm x 30 mm), caixa com 1 x 50 unidades
85141	Agulha Hipodérmica com Dispositivo de Segurança EasyPoint® 21G x 1 3/16" (0.80 mm x 30 mm), caixa com 1 x 50 unidades
85161	Agulha Hipodérmica com Dispositivo de Segurança EasyPoint® 20G x 1 3/16" (0.90 mm x 30 mm), caixa com 1 x 50 unidades
85181	Agulha Hipodérmica com Dispositivo de Segurança EasyPoint® 18G x 1 3/16" (1.20 mm x 30 mm), caixa com 1 x 50 unidades
85211	Agulha Hipodérmica com Dispositivo de Segurança EasyPoint® 25G x 1" (0.50 mm x 25 mm), caixa com 1 x 50 unidades
85231	Agulha Hipodérmica com Dispositivo de Segurança EasyPoint® 23G x 1" (0.60 mm x 25 mm), caixa com 1 x 50 unidades
85291	Agulha Hipodérmica com Dispositivo de Segurança EasyPoint® 25G x 5/8" (0.50 mm x 16 mm), caixa com 1 x 50 unidades.



RETRACTABLE
TECHNOLOGIES, INC.®

Agulhas com retração automática EasyPoint® - com dispositivo de segurança





Suporte para tubo de coleta de sangue com agulha com dispositivo de segurança com retração automatizada

- O Suporte para Tubo de Coleta de Sangue EasyPoint com Agulha oferece segurança imediata. Permite a ativação dentro da veia, o que reduz eficazmente a exposição à agulha contaminada.
- Toda a agulha (extremidade frontal e traseira) fica completamente coberta após a retração.



- ✓ Retração automatizada da agulha
- ✓ Permite ativação dentro da veia, reduzindo eficazmente a exposição à agulha contaminada
- ✓ Agulha pré-fixada – não é necessário montagem
- ✓ Aba integrada e discreta proporciona visualização ideal do local da punção
- ✓ Ativação com uma só mão permite manter as mãos e dedos atrás da agulha durante a ativação
- ✓ Impede a remoção da agulha do suporte, conforme exigido pelas normas da NR32
- ✓ Suporte de uso único, em conformidade com os regulamentos de segurança

REFERÊNCIA	PRODUTO
26011	Suporte para Tubo de Coleta de Sangue com Agulha EasyPoint®, 22G x 1 1/4" (0.70 mm x 32 mm), caixa/ 1 x 25 unidades
26021	Suporte para Tubo de Coleta de Sangue com Agulha EasyPoint®, 21G x 1 1/4" (0.80 mm x 32 mm), caixa/ 1 x 25 unidades




RETRACTABLE
TECHNOLOGIES, INC.®


Seringas para insulina u-100 com agulha com dispositivo de segurança com retração automatizada

A agulha é automaticamente retraída do paciente para dentro do cilindro da seringa quando o êmbolo é totalmente pressionado. A retração automática antes da remoção reduz significativamente a exposição à agulha contaminada, diminuindo efetivamente o risco de acidentes com perfurocortantes.


Standard Draw Procedure



In-Patient, Automatic Retraction



Non-Reusable



REFERÊNCIA	PRODUTO
15221	Seringa para Insulina com Agulha Fixa VanishPoint®, Insulina U-100, 50 unidades (0.5 mL), agulha: 30G x 1/2" (0.30 mm x 12.7 mm), caixa x 100 seringas (embaladas unitariamente)
15271	Seringa para Insulina com Agulha Fixa VanishPoint®, Insulina U-100, 50 unidades (0.5 mL), agulha: 30G x 5/16" (0.30 mm x 8 mm), caixa x 100 seringas (embaladas unitariamente)
15291	Seringa para Insulina com Agulha Fixa VanishPoint®, Insulina U-100, 50 unidades (0.5 mL), agulha: 30G x 3/16" (0.30 mm x 5 mm), caixa x 100 seringas (embaladas unitariamente)
10211	Seringa para Insulina com Agulha Fixa VanishPoint®, Insulina U-100, 100 unidades (1 mL), agulha: 29G x 1/2" (0.33 mm x 12.7 mm), caixa x 100 seringas (embaladas unitariamente)
10231	Seringa para Insulina com Agulha Fixa VanishPoint®, Insulina U-100, 100 unidades (1 mL), agulha: 27G x 1/2" (0.40 mm x 12.7 mm), caixa x 100 seringas (embaladas unitariamente)
10251	Seringa para Insulina com Agulha Fixa VanishPoint®, Insulina U-100, 100 unidades (1 mL), agulha: 30G x 3/8" (0.30 mm x 9.5 mm), caixa x 100 seringas (embaladas unitariamente)
10271	Seringa para Insulina com Agulha Fixa VanishPoint®, Insulina U-100, 100 unidades (1 mL), agulha: 30G x 5/16" (0.30 mm x 8 mm), caixa x 100 seringas (embaladas unitariamente)
10291	Seringa para Insulina com Agulha Fixa VanishPoint®, Insulina U-100, 100 unidades (1 mL), agulha: 30G x 3/16" (0.30 mm x 5 mm), caixa x 100 seringas (embaladas unitariamente)



RETRACTABLE
TECHNOLOGIES, INC.®

Seringas para insulina u-100 com agulha com dispositivo de segurança com retração automatizada

- ✓ Administração precisa da dose
- ✓ Desenvolvida para o conforto do paciente
- ✓ Segura e eficaz
- ✓ Ambas as mãos permanecem atrás da agulha
- ✓ Reduz o risco de acidentes com perfuro cortantes
- ✓ Não reutilizável após a ativação
- ✓ Permanece segura até o descarte
- ✓ Minimiza o volume de descarte



VanishPoint®
SERINGA DE
SEGURANÇA*
COM BAIXO
ESPAÇO MORTO

0,02mL

**Quase
nenhum
desperdício!**

Após a aplicação,
as seringas
VanishPoint®
apresentam
muito pouco
desperdício de
medicação!

OUTRAS MARCAS de
seringas de segurança,
em vários tamanhos,
podem ter até o
máximo permitido
pelo padrão ISO de:

0,07mL

**Um enorme
desperdício!**

Quantidade de
medicamento q
ue permanece
na seringa após
a aplicação e
que será descartada.



Saiba mais em:



SAC

(11) 5816-6241



VENDAS

(11) 5196-6809



MANDE-NOS UM EMAIL

sac@scanmedica.com.br



MANDE-NOS UM EMAIL

vendas@scanmedica.com.br